

## 簡単リモコン

希望のメニューが、ひと目でわかる。  
押すだけでOKのダイレクトボタン。



### ・タイマー表示、停止/終了ボタン

残り時間をデジタル表示します。停止ボタンで、プログラムを途中で終了することもできます。終了ボタンで全てのプログラムを終了します。

### ・自動コース

全身、首肩、短縮、腰、ゆったりの5つの自動コースが選べいただけます。また部位ボタンを押すと自由にカスタマイズができます。

### ・肩位置調整、もみ玉位置調整

肩位置の高さ調整、もみ玉の位置調整をすることができます。

### ・おこのみメニュー

体全身と部分、もみやたたきの部位ボタンで自由にカスタマイズができます。

### ・オットマン・リクライニング調整

オットマンの出し入れや、リクライニングの角度調整が行えます。

## お手入れ可能な着脱式パーツ

■着脱式背パット・枕:それぞれのパーツを簡単に取り外せるので、お手入れすることが可能です。

■着脱式脚部布カバー:  
ファスナーを外せば、中のカバーを取り外して丸洗  
いすることができます。



■背パット

■枕



■フロアマット

■フロアマット:オットマンの下に敷くことで床への傷を防ぎます。

## 安心設計



左手元に「停止スイッチ」を配置。動作時でも簡単に全ての動作を停止することができます。



停電などで停止してもオットマン上部内の解除つまみを回せば安全に脚を抜くことができます。

# SUPER RELAX

スーパーリラックス

## マッサージチェア SKS-700

### ■メーカー希望小売価格:オープン価格

■本体寸法(約):  
(オットマン収納状態)  
幅720×奥行1200×高さ1210(mm)  
(リクライニング時)  
幅720×奥行2090×高さ740(mm)  
■質量(約):85kg

■電源:AC100V(50/60Hz)  
■リクライニング角度:115~160度  
■定格時間:20分  
■消費電力:140W  
■JANコード:4951704167291  
■医療機器認証番号:  
221AGBZX00104A03(管理医療機器)

### ■家庭用電気マッサージ器の効能・効果

#### あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

もみ マッサージ	たたき マッサージ	さざなみ マッサージ	背筋のばし マッサージ	肩ぐう マッサージ
ヒップ マッサージ	手・腕 マッサージ	脚部 マッサージ	5種類の 自動コース	おこのみ メニュー
肩ぐう ジャストフィット	ヒップ ジャストフィット	電動 リクライニング	手動スライド オットマン	安心設計
完全収納	移動用 キャスター	着脱式 背パット・枕	ダイレクト 操作リモコン	リモコン ホルダー



安全に関する  
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は、ご使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 医師からマッサージを禁じられている方
  - 〈例〉血栓症、重度の動脈リゅう、急性静脈リゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)
  - 皮膚に創傷のある方●急性疾患(疼痛性)のある方
  - 骨折しょう症の方●脊椎骨折の方●捻挫、肉離れなど炎症性の方●知覚障害の方●心臓に障害のある方●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方●貧血症の方●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方●安静を必要とする方●医師の治療を受けている方●上記以外に特に身体に異常を感じている方
  - 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。



美と健康の総合メーカー  
株式 株式会社 **フジ医療器**  
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階  
商品についてのお問い合わせは、お客様相談窓口 ☎ 0120-027-612  
URL: <http://www.fujiiryoki.com>



みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6%

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
※本カタログの記載内容は、平成21年9月 現在のものです。

●お求めは…

FUJIIRYOKI

贅沢な時間を。自由な空間を。  
上質をもとめる全ての人へ。



スーパーリラックス

# SUPER RELAX

マッサージチェア SKS-700

「業界初<sup>※</sup>」のフル装備&完全収納機能を搭載。

※肩ぐうエアー、サイドエアー、手・腕エアー、オットマンが標準で装備され、かつそれらが収納できる機種は、2009年9月現在弊社商品のみです。





## 心を満たす、上質の空間へ。

ひとつひとつのディテールに込められた上質へのこだわりと質感。それは空間と一体になり、あなたを至福の時間へと導いてくれる。コンパクトなボディに秘められたフルスペックの機能が、疲れたからだをしっかりと包み込む。肩ぐう・オットマンのサイドにあしらわれたモダンテイストな木目調パネルと、サイドパネルを鮮やかに彩るシャンパンゴールドのまばゆい光が、あなたのリビングをさらにかけがえのない場所してくれる。すべてに妥協しない大人のための、本物の贅沢がここにある。

## 完全収納

心地よさと快適性を両立。  
リビングに、新しい快適生活スタイルを。

◎最大209cm（フルリクライニング時）から最小120cmになります。

●オットマンスライド調整  
使う人の身長に合わせて自由にカスタマイズできます。



オットマン完全収納で設置スペースを約**32%減**ここにスペースが！

◎手・腕エアー、サイドエアー、肩ぐうエアー、オットマンの機能部分がすべて収納できます。



## フル装備

上質さを追求したもみ心地。  
本格仕様でからだのすみずみまでリラックス。

## 広範囲にもみほぐす「もみ玉マッサージ」

4つのもみ玉が広範囲に多彩なマッサージを実現。4つのマッサージ機能が首肩から背中、腰までコリや疲れを癒します。

4つのマッサージ機能




## 肩位置検出センサー

光センサーを用いた肩位置検出センサーにより、適切なポイントをキャッチし、マッサージします。一人ひとり違う体型や、習慣・年齢によって変化する肩の位置も自動的に読み取ります。



## 全身を包み込む「エアーマッサージ」

### 肩ぐうマッサージ



肩ぐうジャストフィット  
肩ぐう 2段階調整可能

肩ぐうマッサージ機能で両肩をはさみこむことで、二の腕だけでなく肩甲骨まわりを動かします。これにより上半身の血行がよくなり、コリの改善に効果を発揮します。

### 手・腕マッサージ




袋状のエアーバッグが包み込むようにマッサージを行います。指先や手・腕を酷使する方にお勧めです。

### ヒップマッサージ



ヒップジャストフィット  
サイドエアー 5段階調整可能

ヒップマッサージ機能でお尻の左右を押さえながら臀部をしっかりマッサージします。また、太ももをはさむ形で揉みほぐすので、下半身の筋肉をほぐし、血行を促進します。



枕・背パッドを外して  
お好みの強さに調節可能

強めのもみ心地がお好みの方は、標準装備の枕・背パッドを外すことで、より強いもみ心地でマッサージを受けることができます。



## ぎゅっ!とつつんで しっかりほぐす「脚部マッサージ」

脚部マッサージ機能は、8枚の揉み板と足裏3列マッサージャーで構成しています。手のひらでしっかり揉みほぐしたような心地よい感覚で、血行を促進します。また、足裏3列マッサージャーによりつま先から土踏まず、かかとまで、足裏全体を今までにない刺激ですっきりとほぐします。



足裏からふくらはぎまでしっかり



8枚のもみ板と足裏3列マッサージャーを装備